

INSTRUCCIONES DE RECOLLECCIÓN  
LA URINA PARA LA CULTURA DE LA URINA

Enfermera: Saque el tub marca Vacutainer y póngal en un lugar seguro. Déle la bolsa conel recipiente y toallitas al paciente para colectar un espécimen de orina.

Paciente:

1. Lava las manos con jabon.
2. Abra la bols y saque el recipiente y las toallitas.
3. Desenrosque la tapa del recipiente. Ponga la tapa a un lado con el tubito apuntando hacia arriba. . . PARA EVITAR CONTAMINACION, NO TOQUE EL INTERIOR DEL RECIPIENTE, LA TAPA O EL TUBITO.
4. Limpiése con las toallitas de la sigulente manera:  
Hombre—Limpiése la cabeza del pene con un solo movimiento, con la primera toallita. Repitalo con la segunda toallita. Si usted no está circunciadod, levante el prepucio antes de limpiarse. Orine una peqeña cantidad en el inodoro o la cuña. Proceda al paso 5.  
  
Mjue—Separe lo laabios de la vulva. Limple los pliegues de los fabios interiores del frente hacia atrás con un solo movimiento, con la primera toallita. Limlle todo el centro de los pligues labiates con la segunda toallita. Mantenga los laaaaaaaabios separados y orine una pequena cantidad en el inodoro o la cuña. Prodeda al paso 5.
5. Coloque el recipiente en el flujo de orina y orine en el recipiente para colectar el espécimen.
6. Termine de orinar en el inodoro o la cuña.
7. Pongale la tapa al recipiente. Asegurese de que la tapa esté bien cerrada. NO QUITE LA ETIQUETA DE LA TAPA.
8. Llame enseguida a la enfermera y entréguele el recipiente.
9. Lava las manos y entregues la recolección al encargado de laboratrio.
10. Se el espécimen es transportado de un laboratorió satelite al laboratorió principal el espécimen debe ser transportado en bolsa bio protectora.

Instructions for Spanish-speaking patients for collecting mid-stream urines for culture.